

## LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA, RECURSOS ANALÍTICOS E DE CALIBRAÇÃO – LRAC



#### Tratamento de dados brutos-DSC (orientativo)

Os dados (\*.TXT) exportados do equipamento DSC do LRAC podem ser trabalhados no programa EXCEL (Office 2007) para construção do termograma diferencial como segue:

- **a)**Acionar (duplo clique) o arquivo \*.TXT pretendido, selecionar os dados e copiar para o programa EXCEL;
- **b)** Na janela do EXCEL selecionar apenas as linhas que contém texto anterior aos dados e arraste para as colunas laterais dos dados. Repetir para as linhas que contém texto ao final dos dados arrastando para próximo da colagem anterior.
- c) Na janela EXCEL, na aba INÍCIO clicar em LOCALIZAR/SELECIONAR > SUBSTITUIR. Na janela SUBTITUIR E LOCALIZAR, no campo LOCALIZAR, inserir "." (ponto), no campo SUBSTITUIR POR inserir "," (vírgula) e clicar em SUBSTITUIR TUDO. Após mensagem de confirmação clicar em OK e em para fechar na janela SUBTITUIR E LOCALIZAR;
- d) Na janela EXCEL, selecionar a COLUNA A clicando em A;
- e) Clicar na aba DADOS e em TEXTO PARA COLUNAS;
- f) Na janela ASSISTENTE PARA CONVERSÃO DE TEXTO EM COLUNAS selecionar LARGURA FIXA e clicar em AVANÇAR. No campo VISUALIZAÇÃO DOS DADOS arraste as barras para delimitar as colunas como desejado e clique em AVANÇAR. Selecione GERAL e clique em CONCLUIR;

OBS.: A coluna "B" contém o TEMPO, a coluna "C" contém a TEMPERATURA (°C) e a coluna "D" contém "FLUXO DE ENERGIA" (mW/g).

- g) Na janela EXCEL, selecionar as COLUNAS C e D clicando em B e arrastando até a C;
- h) Clicar na aba INSERIR e em DISPERSÃO > DISPERSÃO COM LINHAS SUAVES;
- i) Clicar com o botão direito do mouse sobre o EIXO Y DO GRÁFICO e em FORMATAR EIXO;
- j) Na janela FORMATAR EIXO, em OPÇÕES DE EIXO selecionar FIXO em MINIMO e em MÁXIMO e digitar no campo ao lado O VALOR ADEQUADO DA FAIXA DE ANÁLISE; selecionar VALORES EM ORDEM INVERSA; No campo EIXO HORIZONTAL CRUZA EM selecionar VALOR DO EIXO e no campo ao lado digitar O VALOR DE MÁXIMO DA ESCALA e clicar em FECHAR:
- k) Clicar com o botão direito do mouse sobre o EIXO X DO GRÁFICO e em FORMATAR EIXO;
- I) Na janela FORMATAR EIXO, em OPÇÕES DE EIXO selecionar FIXO em MINIMO e em MÁXIMO e digitar no campo ao lado O VALOR ADEQUADO DA FAIXA DE ANÁLISE; em TIPO

Instrução de serviço **IS-214 -** Rev. **00 -** Emissão: **17/10/2023** 




## LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA, RECURSOS ANALÍTICOS E DE CALIBRAÇÃO – LRAC



#### Tratamento de dados brutos –DSC (orientativo)

DE MARCA DEESCALA PRINCIPAL selecionar INTERNO em ROTULO DE EIXO selecionar SUPERIOR e clicar em fechar;



OBS.: Continuar as edições gráficas (rótulos dos eixos, título do gráfico, legenda, fontes, entre outros) conforme preferência.

## APROVAÇÃO/CONTROLE DE REVISÕES

	Elaboração:	Revisão:	Aprovação:	Emissão:
Responsável	Celso L Camargo	Adilson R Brandão	Kelly R. Palma	José R. Vulto
Data	15/12/2013	08/08/2023	22/08/2023	17/10/2023

CONTROLE DE REVISÕES						
Revisã	Data	Responsável	Alterações			
0	Data	Responsaver	Altoragoos			
00	08/08/2023	A Brandão	Revisão inicial			

Instrução de serviço IS-214 - Rev. 00 - Emissão: 17/10/2023 Pg.: 2/3



# LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA, RECURSOS ANALÍTICOS E DE CALIBRAÇÃO – LRAC



### Tratamento de dados brutos -DSC (orientativo)

### **CONTROLE DE LEITURA DO DOCUMENTO**

COLABORADOR	DATA	
Nome	Rubrica	DATA