
 UNICAMP	LABORATÓRIO DE CARACTERIZAÇÃO DE BIOMASSA, RECURSOS ANALÍTICOS E DE CALIBRAÇÃO – LRAC FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA - FEQ UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS	 FACULDADE DE ENGENHARIA QUÍMICA UNICAMP	
INSTRUÇÃO DE SERVIÇO DOCUMENTO ORIENTATIVO TRATAMENTO DE DADOS BRUTOS – PCS		DOCUMENTO:- LRAC-IS-193 EMISSÃO: 25/03/2022	REVISÃO: 00 PÁGINA: 1 de 2

Os dados (*.txt) exportados do equipamento PCS da FEM são apresentados conforme Figura 1:




Figura 1: Apresentação dos resultados da bomba calorimétrica Ika, modelo C200.

- Acionar com duplo clique o arquivo pretendido com a extensão *.txt.;
- Copiar o valor de Ho, QUE REPRESENTA O VALOR OBTIDO PARA PCS;

Aprovação/Controle de revisões

	Elaboração:	Revisão:	Aprovação:	Emissão:
Responsável	<i>Hugo Teixeira</i>	<i>Adilson Brandão</i>	<i>Kelly Palma</i>	<i>Sérgio Zarpellon</i>
Data	04/10/2021	07/10/21	23/03/2022	25/03/2022

CONTROLE DE REVISÕES			
Revisão	Data	Responsável	Alterações
00	23/03/2022	Brandão A R	Revisão inicial.