

Critérios quanto à utilização de uso do equipamento HPLC

- O uso do equipamento HPLC ficará condicionado à realização e aprovação de treinamento do usuário, a ser ministrado por professor ou pesquisador, que seja parte da equipe do laboratório A2G, que tenha domínio de operação do equipamento e do software para tratamento de dados, e que seja indicado pelo Comitê gestor;
- O uso do equipamento por usuários externos só será permitido com o acompanhamento de um integrante da equipe do A2G devidamente treinado e capacitado;
- O usuário deverá responsabilizar-se pela aquisição dos reagentes e consumíveis que utilizará para a realização das suas análises, incluído vials, filtros e colunas de separação;
- Todas as amostras deverão ser centrifugadas e filtradas (0,22 μm) antes da análise. A fase móvel deverá ser preparada com água ultrapura;
- O usuário deverá trazer sua amostra preparada e completamente pronta para efetuar a análise, seguindo as recomendações de uso do equipamento a ser disponibilizada pela equipe do A2G após o agendamento do uso;
- Ao final da análise, o usuário deve se responsabilizar pelo descarte de todos os resíduos gerados durante o procedimento. O local de trabalho deverá estar limpo ao final da análise.